

R1 shock-proof

 **Riester**
The familiar way

→ **SHOCK
PROOF**

Der neue Standard für aneroides Blutdruckmessen

NEU!

 Focus Green
Silver 2008



→ **R1 shock-proof. Höchste Präzision, ein Leben lang! Made in Germany**

- Patentierte (angemeldet) shock-proof Technologie
- Patentierte (angemeldet) Luftführung für stabile Zeigerbewegungen
- Schnelles, ergonomisches Aufpumpen durch optimiertes Balldesign mit integriertem Löffel
- Luftablassventil läßt sich widerstandsfrei öffnen und dadurch präzise und bequem bedienen
- 5 Jahre Garantie auf die Kalibrierung

R1 shock-proof

Riester

The familiar way



Höchste Präzision, ein Leben lang! Made in Germany. Neuer Standard für aneroide Blutdruckmessgeräte.

- Shock-proof bis zu einer Höhe von 120cm. Herkömmliche aneroide BMG sind stoßempfindlich und können nach Stoßeinwirkung oder Sturz auf den Boden ungenau messen und nicht mehr benutzt werden. Die Folgen sind ungenaue Diagnosen bzw. erheblicher Logistikaufwand.
- Focus Green Silber 2008 Design Award
- Skala: Ø 52 mm weiß mit blauem Zeiger oder schwarz mit rot fluoreszierendem Zeiger
- Ventilsockel und Luftkanal mit Präzisionsventil aus Metall
- Zwei-Komponenten ABS-Gehäuse
- Schraubschlauchverbindung aus Metall für schnellen Manschettenwechsel und ergonomische Bedienung
- Maximale Fehlertoleranz von +/- 3 mm Hg
- Umfassende Auswahl verschiedener Manschettengrößen
- Inkl. Vinyl-Reißverschlusstasche
- Gewicht: 173 Gramm

Made in Germany

R1 shock-proof, Wickelmanschette, Erwachsene 1-Schlauch
R1 shock-proof, Hakenmanschette, Erwachsene 1-Schlauch
R1 shock-proof, Klettenmanschette, Erwachsene 1-Schlauch

Set mit Aufbewahrungsbox und 3 Manschetten (starke Arme, Erwachsene, Kinder) und R1 shock-proof mit weißer Skala

Set ohne Aufbewahrungsbox und 3 Manschetten (starke Arme, Erwachsene, Kinder) und R1 shock-proof mit weißer Skala

Mit schwarzer Skala

1250-101

1250-104

1250-107

Mit weißer Skala

1251-101

1251-104

1251-107

1260

1261

