




FRED easy Life

Der automatisierte externe
Defibrillator, mit dem jedermann
Leben retten kann.



SCHILLER

The Art of Diagnostics

FRED easy Life

Der automatisierte externe Defibrillator, mit dem jedermann Leben retten kann.

Einfache, klare und detaillierte gesprochene und angezeigte Instruktionen, die durch Illustrationen auf dem Gehäuse vervollständigt werden und dem Anwender eine Gedächtnisstütze bieten.

Der Anwender wird durch den ganzen Prozess geführt

- Illustrationen auf dem Gehäuse dienen dazu, Ihnen die verschiedenen Schritte der Wiederbelebung in Erinnerung zu rufen.
- Gesprochene und angezeigte Anweisungen führen Sie auch bei schwierigen Umgebungsbedingungen (lärmig, dunkel).
- Ein Metronom gibt den korrekten Rhythmus für eine effiziente Herzmassage vor.

Jedermann kann



1 Alarmieren Sie den Rettungsdienst



**4 Patienten nicht berühren
Befolgen Sie die Anweisungen des Geräts**



Jedermann kann Leben retten...

Geeignet für alle Anwender, verfügbar in folgenden Versionen:

- Vollautomatischer Modus: Legen Sie die Elektroden am Patienten an, schalten Sie den Defibrillator ein und lassen Sie das Gerät die Analyse durchführen und falls nötig den Schock abgeben.
- Halbautomatischer Modus: Legen Sie die Elektroden am Patient an, schalten Sie den Defibrillator ein, folgen Sie den Anweisungen und drücken Sie die Schocktaste, falls das Gerät einen Schock empfiehlt.

Für alle Patienten geeignet:

Jeder Patient ist anders. Dank der automatischen Impedanzmessung passt das Gerät die Behandlung an den Patienten an, um stets dieselbe hohe Effizienz zu erreichen.

FRED easy Life ist für Erwachsene und Kinder geeignet. Kinderelektroden werden automatisch erkannt und das Energieniveau entsprechend angepasst.

...überall

Weltweit rüsten sich öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Firmen, Flughäfen, Sport- und Einkaufszentren mit automatisierten externen Defibrillatoren (AED) aus um Sicherheit und rasche Erste Hilfe zu gewährleisten.

Mit dem neuen Konzept vernetzter AEDs von SCHILLER wird im Falle eines Herzstillstandes die Reaktionsfähigkeit verbessert und die Verwaltung eines Defibrillator-Pools stark vereinfacht.

Der FRED® easy Life Online AED wird ständig fernüberwacht (Vorhandensein, Funktionsfähigkeit, Konfigurations- und Aktualisierungsansicht...).

n Leben retten... überall.

2 Schalten Sie das Gerät ein



3 Bringen Sie die Elektroden auf der Brust des Patienten an

5 Geben Sie falls nötig einen Schock ab



6 Führen Sie die Herzmassage aus

Verfügbare Versionen:

FRED easy Life
vollautomatisch



FRED easy Life
halbautomatisch




FRED easy Life Online
vollautomatisch



FRED easy Life Online
halbautomatisch



Beispiel einer typischen Installation, die via Internet überwacht wird:





Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 709 90
Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller Medical Equipment Co. Ltd.
100015 Beijing, China
Phone +86-010-52007020
diamond@schillermedical.com
www.schiller.cn



France
SCHILLER Médical S.A.S.
F-67162 Wissembourg/Cedex
Phone +33 3 88 63 36 00
Fax +33 3 88 94 12 82
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77600 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
Fax +33 1 64 66 50 10
infoschiller@schiller-france.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81-0
Fax +49 89 62 99 81-54
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Hungary
SCHILLER Diamed Ltd.
H-1141 Budapest
Phone +36 (1) 383-4780 / 460-9491
Fax +36 (1) 383-4778
sales@schiller.at
www.schiller-hungary.hu



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 001, India
Phone +91 22 6152 3333/ 2920 9141
Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Japan
SCHILLER Japan, Ltd.
Hiroshima 734-8551
Phone +81 82 250 2055
Fax +81 82 253 1713
koji.maekawa@schiller.jp
www.schiller.jp



Croatia
Schiller medicinski instrumenti d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
Fax +385 1 309 66 60
info@schillerzg.hr
www.schiller.ch



Latin America
SCHILLER Latin America, Inc.
Doral, Florida 33172
Phone +1 954 673 0358
Fax +1 786 845 06 02
info@schillerla.ch
www.schillerla.ch



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 8432089
Fax +48 22 8432089
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
SCHILLER AG Rep. office
125124 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
Fax +7 (495) 970 11 33
mail@schiller-ag.com
www.schiller-cis.com



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
Fax +381 11 39 79 518
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
Fax +386 2 843 00 57
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
E-28230-Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8953 Dielikon
Phone +41 44 744 30 00
Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
Okmeydanı-Sisli - İstanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
sales@schiller-turkiye.com
www.schiller-turkiye.com



USA
SCHILLER America Inc.
Doral, Florida 33172
Phone +1 786 845 0620
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramerica.com
www.schilleramerica.com

08/11



Part no.: 2.500609



SCHILLER

The Art of Diagnostics